

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE :

CARROZZINA MECCANICA PIEGHEVOLE

K100 STANDARD

CODICE ISO : 12.21.06.039

REPERTORIO DM – SSN

– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -

Nr: 6135/R – 6136/R – 6137/R

CODICE PRODOTTO:

854001-2-3-

MATERIALE:

Carrozzina standard a struttura in lega di metallo
(cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli estraibili lunghi mod. K11
- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20
- Larghezza sedile cm 41-43-46
- Colore “flame” blu/nero brillante