

## SCHEDA TECNICA

### DESCRIZIONE :

CARROZZINA KOMETA MOD. K110 da transito

### REPERTORIO DM – SSN

– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -

Nr: 6145/R – 6147/R – 6148/R

### CODICE PRODOTTO:

854009/10/11

### MATERIALE:

Carrozzina standard a struttura in lega di metallo  
(cromo-molibdeno e acciaio)

### CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli estraibili lunghi mod. K11
  - Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20
  - Larghezza sedile cm41-43-46
  - Colore “flame” blu/nero brillante
  - Sistema di bloccaggio ruote posteriori per stazionamento
- Rif.Cod.ISO : 12.21.06.045