

Il deambulatore DYNAMIC è stato inserito in un concetto di linea di prodotti leggeri. Sempre di più le richieste di mercato sono indirizzate verso prodotti solidi e stabili ma allo stesso tempo leggeri, quindi facili da manovrare e spostare, in quanto utilizzati per la maggior parte da persone anziane. Costruito con un telaio in alluminio, il deambulatore DYNAMIC ha un peso complessivo di kg. 6,5. Può essere utilizzato sia all'interno di strutture che all'esterno, dotato di doppia regolazione dell'altezza (gambe e manopole), sedile imbottito, cestino porta oggetti e barra appoggia schiena rivestita in morbido materiale. Ruote anteriori piroettanti, posteriori fisse con sistema frenante a leva.

**Caratteristiche:**

Regolazione in altezza delle gambe, grazie ad un semplice bottone a clip

Regolazione in altezza delle maniglie di spinta con sistema a manopola, barra appoggia schiena con soffice imbottitura

Leva del freno di semplice utilizzo e di duplice funzione: sicurezza durante la deambulazione e stazionamento quando il deambulatore è utilizzato per la seduta

Ruote anteriori piroettanti (diam. 20cm.) e posteriori fisse (diam. 20cm.), offrono sicurezza all'utente e consentono di superare agevolmente ostacoli frequenti come marciapiedi, cordoli e superfici sconnesse.