

Poltrona elevabile mod. GAIA

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona, grazie al pistone Okin supporta un'alzata massima di Kg. 170 Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, grazie ai 2 motori separati della poltrona permette di regolare in modo del tutto indipendente l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità. - Fornita a 2 motori - Kit Vibro-massaggio non applicabile - Comando a cavo - Struttura in ferro - Trasformatore a 24 Volt.

LARGHEZZA 73 cm, ALTEZZA 106 cm, PROFONDITA 90 cm chiusa/166 cm aperta, PESO 65kg, CORRENTE 220-110 Volt (24 V), CONSUMO 80 Watt, ASSISTENZA IN TUTTA ITALIA, GARANZIA ANNI 2, CERTIFICAZIONI CE, RHOS, TUV. Colori disponibili:
Microfibra: -bordeaux -blu -marrone - beige - bronzo