



Kiwi

Aereosol terapia

KIWI è un dispositivo per aerosolterapia funzionante a tecnologia MESH di nuova generazione. Il principio di nebulizzazione su cui si basa, permette all'utilizzatore di avere disponibili in un unico dispositivo le migliori caratteristiche della tecnologia a compressore (nebulizzazione rapida ed efficace di ogni tipo di farmaco) e di quella ad ultrasuoni (silenziosità assoluta e doppia possibilità di alimentazione, a rete e a batteria) rendendolo ideale per ogni tipo di utilizzo su adulti e bambini, sia in home-care sia in emergenza durante viaggi o all'aperto.

Ma a tutto questo si aggiungono caratteristiche costruttive e operative sviluppate in fase di progettazione per essere uniche nel suo genere. La camera di nebulizzazione e contenimento farmaco è costruita in PSU (polisulfone), materiale speciale che garantisce la massima resistenza all'urto e alla caduta oltre che la sterilizzazione completa anche in autoclave. Oltre 2 ore di autonomia con batterie alcaline nuove, (la più elevata disponibile sul mercato). Disco MESH in NI-Pd, materiale speciale che assicura durata e funzionalità del prodotto nel lungo periodo.

Speciale design della camera di nebulizzazione che assicura la massima efficacia terapeutica riducendo a meno di 0.1 ml il volume di farmaco non nebulizzabile (il più basso sul mercato).

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

● [RE 300950](#) KIWI –AEROSOL MESH

ACCESSORI INCLUSI

Unità Principale con camera di nebulizzazione staccabile a MESH integrato

Maschera Adulti

Maschera Pediatrica

Boccheruola

Alimentatore 100-240V 50/60Hz

Borsa di trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequenza di funzionamento	108 kHz
Alimentazione con AC/DC	100-240V – 50/60Hz
Alimentazione	2 x Alkaline Batteries - AA size, 1.5V
Potenza assorbita	0.8 W
Diametro Aereodinamico medio di massa	10 μ m (MMAD)
Volume residuo	< 0.1 ml
Funzionamento	Continuo
Frazione respirabile (< 5 μ m)	> 75 %
Rumorosità (normativa EN 13544-1)	40 dB
Peso	104 g
Dimensioni	49 x 40 x 115 mm
Anni di garanzia	2



