

TENORTHO S.R.L.

Sede legale: Via A. Locatelli, 82 – 20853 - BIASSONO (MB)

TO1200 - TAV®

Busto semirigido lombosacrale

Taglia

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
73/83	83/93	93/103	103/113	113/123	123/133	133/143

circonferenza bacino in cm

Altezza

Anteriore: cm.20
Posteriore: cm. 33

Colore

Ecru

Caratteristiche

Unisex. Tessuto cotone misto Lycra. Chiusura anteriore a velcro.
Tiranti elastici di trazione per una pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia. Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua.

Indicazioni

ARTROSI LOMBOSACRALE • DISCOPATIE •
LOMBOSACRALGIE • POST-OPERATORIO.