

SCHEDA TECNICA CALZE STARSAN UOMO mmHg 21 IN COTONE

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE CND: M030405 – Calze e gambali compressivi

REPERTORIO DM SSN: 174007/R

DESCRIZIONE

Linea di calze uomo preventive a compressione elastica 18 e 21 mmHg in filato di cotone traspirante e termoregolante. Indicate per la prevenzione della stasi venosa.

CARATTERISTICHE

- Conformata
- Bordo comfort anti effetto-laccio
- Punta inerte

COMPOSIZIONE:

28% cotone – 59% poliammide – 13% Elastan

COMPRESSIONE

Disponibili nella versione da 21 mmHg alla caviglia.

INDICAZIONI

L'uso delle calze STARSAN è indicato per coloro che desiderano prevenire e combattere i disturbi derivati da un alterato ritorno venoso.

COLORI E TAGLIE

Realizzati per entrambe le classi di compressione nei colori blu, antracite, bordeaux e nero.

CONFEZIONE:

Paio uno, in scatola di cartone

CONFORMITÀ:

Marchio Ce. Conforme alla direttiva 93/42, CEE 14 giugno 1993 e DL. 46 del 24/2/97.

Il prodotto rientra tra quelli della classe I non invasivi.

TAGLIA

Mod. in COTONE

mis. calzatura

Small 39-40

Medium 41-42

Large 43-44

X-Large 45-47