

CP300

Carrozzina pieghevole PLUS – ARDEA ONE

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori piene (Ø 60 cm), gomme nere in PU. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 5 cm) con forcella in acciaio con fori per la regolazione della ruota. Braccioli corti ribaltabili con imbottitura in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42

MORETTI S.P.A.

Paese di produzione CINA

Classe di dispositivo 93/42 Classe I

Codice di classificazione GM DN 41622

Codice di classificazione CND Y122106

Codice nomenclatore principale 12.21.06.039

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile 200 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura Acciaio

Seduta Nylon

Ruote anteriori PU

Ruote posteriori PU Tubeless

VARIANTI

CP300-50 : Seduta 50 Cm

CP300-55 : Seduta 55 Cm

CP300-60 : Seduta 60 Cm

DIMENSIONI

ACCESSORI OPZIONALI

CPA100-50 Cuscino Gommapiuma h 5 Cm

CPA500 Tavolino 55x32 Cm

CPA505 Tavolino sagomato 58x38 Cm

CPA515 Tavolino sagomato large 68x57 Cm

CPA120V Pedane elevabili verniciate

CPA120C Pedane elevabili cromate

CBR600 Asta da flebo

CAR605 Barra Antifurto (solo MIs.50,55)