

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE :

CARROZZINA KOMETA MOD. K100 STANDARD

CODICE ISO : 12.21.06.039

REPERTORIO DM – SSN– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 6135/R – 6136/R – 6137/R – 6139/R – 6141/R – 6144/R –

6171/R – 6172/R – 6173/R – 6175/R – 6178/R – 6183/R

CODICE PRODOTTO: 854001-2-3-5-6-7-8 - 854029-30-31-32-33-34 - 854920-921-922-923

MATERIALE: Carrozzina standard a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- **Braccioli estraibili a scrivania mod. K12** (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.172) o braccioli estraibili lunghi mod. K11

- Braccioli estraibili e regolabili in altezza mod. K13 (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.06.160)

- **Pedane estraibili e regolabili ed elevabili in altezza mod. K21** (Rif.Cod.Min.ISO 12.24.03.109)

- Pedane estraibili e regolabili in altezza mod. K20

- Larghezza sedile cm **41-43-46-48** (cm 48 solo con braccioli DESK)

- Colore “flame” blu/nero brillante

Ruote Anteriori piene Soft 200 x 50 - Posteriori piene Soft 24” x 1 3/8

Capacità di portata: kg 100

CONFORMITA' : Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti

normative europee: EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.

Prodotto certificato TÜV (numero TA50140885)

DIMENSIONI IN CM

Seduta 41 – largh. tot. 59 – chiusa 26 – altezza tot. 110 – prof. sedile 40 – peso 18 Kg. – portata 100 Kg.

Seduta 43 – largh. tot. 61 – chiusa 26 – altezza tot. 110 – prof. sedile 40 – peso 19 Kg. – portata 100 Kg.

Seduta 46 – largh. tot. 64 – chiusa 26 – altezza tot. 110 – prof. sedile 40 – peso 19 Kg. – portata 100 Kg.