

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – V.le delle industrie, 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE :

CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTO-SPINTA MOD. M020

REPERTORIO DM – SSN– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 998087/R

RIF. COD. ISO: 12.21.06.039/12.24.06.172/12.24.21.115

CODICE PRODOTTO: 700231 – 700233

MATERIALE:

Carrozzina pieghevole ad auto-spinta a struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), esecuzione tipo transito a **“TELAIO STRETTO”**

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI :

- Braccioli desk model (scrivania), estraibili, muniti di spondine proteggi abito.
- Pedane regolabili in altezza ed estraibili
- Larghezza sedile cm. 41-43
- Colore: grigio
- tele sedile e tele schienale ignifughe

Optional:

- Pedane elevabili

Ruote: Anteriori piene Soft 200 x 50 - Posteriori piene Soft 20X1- 3/8

Capacità di portata kg. 110

CONFORMITA' :

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive

MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee:

EN 1041 – EN 1441 – EN 12182 – EN 12183 ed è marchiate CE.

Larghezza totale cm. 52 - Larghezza Chiusa cm. 30 - Larghezza sedile cm. 41

Altezza Braccioli cm. 21 - Altezza sedile cm. 55 - Altezza Totale cm. 91

Lunghezza Totale cm. 99 - Profondità Sedile cm. 40 - Altezza Schienale cm. 36

Peso Kg. 18 - Portata massima Kg. 110

Larghezza totale cm. 54,5 - Larghezza chiusa cm. 30 – Larghezza sedile cm. 43

Altezza braccioli cm. 21 – Altezza sedile cm. 55 – Altezza totale cm. 91 –

Lunghezza totale cm. 99 – Profondità sedile c. 40 – Altezza schienale cm. 35 –

Peso Kg. 18,5 – Portata massima Kg. 110

CARROZZINA MANUALE M020