

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese(MI)

DESCRIZIONE:

CINTURA di SICUREZZA MODELLO UNIVERSALE

REPERTORIO DM SSN –Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:23277/R.

CODICE Nr: 380052

DESCRIZIONE:

I sistemi di contenimento KOMETAFIX sono il meglio che si possa avere per una postura confortevole e corretta. Facili da usare garantiscono posizioni comode e sicure.

La sicurezza del contenimento del corpo e degli arti si ottiene con estrema facilità garantendo i movimenti che si vogliono avere per un necessario confort del paziente e per le cure che si vogliono effettuare.

Sono disponibili due tipi di chiusura, uno meccanico con perni corto e lungo, ghiera e chiave, uno magnetico con chiave magnetica. I due sistemi sono facili da usare. L'uso corretto dei prodotti è di massima importanza, ogni articolo è consegnato col dovuto modod'uso e su richiesta potete avere un manuale che spiega l'applicazione di tutti i prodotti. Le cinture per il posizionamento pelvico, per le spalle ed i vari sistemi di fissaggio dei pazienti alle carrozzine o alle sedie geriatriche danno una scelta enorme all'operatore nella gestione dei problemi con i pazienti non autonomi e con problemi di stabilità assicurando un mantenimento costante della postura.

I prodotti sono in doppio tessuto blu chiaro, morbido, resistente confortevole per il paziente, 100% in poliestere (Terilene)

Le cinghie di color nero con chiusura a fissaggio rapido. Lavabili fino a 95°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

In un solo pezzo la cintura con presa pelvica, la pettorina e le bretelle. Per pazienti che hanno grossi problemi di stabilità e dove è necessario un supporto pelvico e la pettorina con bretelle per assicurare una buona postura, impedendo scivolamenti in avanti.

La cintura è confortevole e protegge le pelli sensibili. In robusto tessuto blu chiaro con fissaggio rapido.

Lavabile in lavatrice fino a 95° C.

Ogni componente, ivi compreso le confezioni e le scatole sono LATEXFREE, non contenenti lattice.

Art. RFC26400

Cod. 380052

misura unica, regolabile per tutte le taglie.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI