

MiniMax è un dispositivo per aerosolterapia progettato per un uso domiciliare, dal design compatto e dotato di borsina per il trasporto dell'apparecchio, dei suoi accessori e dei medicinali.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

ACCESSORI INCLUSI

Nebulizzatore HI-FLO

Maschera adulti con elastico

Maschera pediatrica con elastico

Boccheruola

Forcella nasale non invasiva

Tubo aria

Filtro aria (2 pz)

Borsa di trasporto

Cavo alimentazione separabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compressore	pompa a secco no lubrificazione e/o manutenzione
Alimentazione standard	230 V-50 Hz
Potenza assorbita	170 VA
Pressione massima	2,2 bar 36 psi 250 kPa
Pressione operativa	1.10 bar 16 psi 110 kPa
Flusso libero	14 L/min
Flusso operativo	4,8 L/min
Neb-rate con 4 ml di soluzione NaCl 0,9 %	0,35 ml/min (Velocità di Nebulizzazione)
Diametro Aereodinamico medio di massa	2,44 µm (MMAD) misurato come da EN 13544-1
Frazione respirabile (< 5 µm)	> 80 %
Funzionamento	Ton: 20 min / Toff: 40 min
Rumorosità (normativa EN 13544-1)	60 db
Peso	1,45 Kg
Dimensioni	cm 13 x 8,9 x 14,6
Anni di garanzia	3
Luogo di fabbricazione	Italia