



500/27

Corsetto dinamico lombo-sacrale - **UNISEX**

Incrocio posteriore fisso (criss-cross).

Caratteristiche tecniche

Altezze	retro cm 27 e davanti cm 17 - incrocio posteriore cm 6.
Tessuti	bendaggio elastico Rigato traspirante.
Steccatura	quattro 1304 cm 24 retro, di cui le 2 paravertebrali estraibili, e due 1110 cm 20 diagonali al fianco, tutte ricoperte con strisce di gallone rigido.
Chiusura	velcro anteriore.
Colore	nudo.

Tabella Taglie

Circonferenza vita dell'utilizzatore

Misure	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	62	75	85	95	105	115
a cm	78	90	100	110	120	130