



[TLM](#) TLM srl Via per Uboldo - 21040 Gerenzano (Va) – Italy



### **Crossover/19**

Corsetto dinamico lombo-sacrale

Traspirante, leggero e morbido

Trattamento anti-batterico a base di sali di argento naturali

Incrocio posteriore regolabile

Caratteristiche tecniche

**Altezze** retro cm 19 e davanti cm 14

**Tessuti** Tessuto traspirante ed antibatterico Lisbona.  
Tiranti in bendaggio elastico Rigato.

**Steccatura** quattro 1304 cm.16 retro di cui le due paravertebrali estraibili, ricoperte con strisce di gallone rigido, e due 704 cm.16 al fianco.

**Chiusura** Velcro anteriore

**Colore** Grigio/nudo

Tabella Taglie

Circonferenza vita dell'utilizzatore

Misure S M L XL XXL 120

da cm 65 76 87 98 109 119

a cm 75 86 97 108 119 130