



TLM TLM srl Via per Uboldo - 21040 Gerenzano (Va) – Italy

Crossover/26

Corsetto dinamico lombo-sacrale - **UNISEX**

Traspirante, leggero e morbido.

Trattamento anti-batterico a base di sale di argento naturali.

Incrocio posteriore regolabile.

Caratteristiche tecniche

Altezze retro cm. 26 e davanti cm. 17.
Tessuto traspirante ed antibatterico Lisbona.

Tessuti



Tiranti in bendaggio elastico Rigato.

Steccatura quattro 1505 cm. 22 retro di cui le due paravertebrali estraibili, e due 704 cm. 20 al fianco, tutte ricoperte con strisce di gallone rigido.

Chiusura velcro anteriore.

Colore grigio.

Crossover/30 con altezza retro cm. 30 e altezza davanti cm. 18

Varianti **Crossgard/26** e **Crossgard/30** in tessuto Gardenia e colore nudo.

Tabella Taglie

Circonferenza vita dell'utilizzatore

Misure	S	M	L	XL	XXL	120
da cm	65	76	87	98	109	119
a cm	75	86	97	108	119	130