

[TLM](#) TLM srl Via per Uboldo - 21040 Gerenzano (Va) - Italy



Maximo/35

Corsetto SEMIRIGIDO TORACO-lombo-sacrale

Due fasce anteriori indipendenti, sovrapponibili e differentemente tensionabili.

Tasca sulla fascia anteriore per facilitare l'indossamento.

Supporto lombare levabile ed applicabile nella posizione più corretta per il paziente.

Caratteristiche tecniche

Altezze	retro cm 35 (di cui 14 sopravvita) e davanti doppia fascia regolabile da cm 22 a cm 30.
Tessuti	satin Manon tutto foderato coutil Modena. Parte anteriore in bendaggio elastico Microgrip.
Steccatura	quattro 1508 retro estraibili e 4 1304 fianco.
Chiusura	velcro.
Colore	nudo.
Varianti	Maximo/30 con altezza retro cm 30.

Tabella Taglie

Circonferenza vita dell'utilizzatore

Misure S M L XL XXL 120 130

da cm 63 70 80 90 100 110 123

a cm 72 82 92 102 113 125 140