

TENORTHO S.R.L

Sede legale: Via A. Locatelli, 82 – 20853 - BIASSONO (MB)

TO1106 - AGILOMB®

Corsetto muscolo-scheletrico sacroiliaco con fibra di carbonio

Taglia

XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130	130/140

circonferenza bacino in cm

Altezza

Anteriore: cm. 13
Posteriore: cm. 20

Colore

Grigio Perla

Caratteristiche

Materiale “C6Tex combinato”, Antistatico (le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche);

Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante l'attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare).

Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e personalizzata.

Parte lombaresostenuta da stecche (possibilità di inserire stecche più dure per aumentare la rigidità del corsetto)

Indicazioni

Dopo evento traumatico diretto su un fianco destro o sinistro (per esempio in seguito a caduta accidentale) • Eccessivi sforzi in flessione/torsoone del tronco • Cattivo riallineamento del bacino dopo il parto • Post interventi chirurgici • Posture scorrette prolungate • Sindrome comune della zona sacro iliaca • Artrosi • Instabilità articolare • Blocco articolare • Mialgia e tendinopatia nella regione pelvica • Instabilità dell'anello pelvico • Disturbo strutturale dopo fusione spinale lombareI • Per la

Profilassi delle forme recidivanti di blocchi articolari e miotendinopatia (m. retto addominale, m. piriforme adduttore) • Rottura della sinfisi pubica e relax • Per alleviare il dolore causato da lunghi periodi di tempo in posizione seduta o in piedi • Fornire maggiore stabilità per il movimento nella vita quotidiana.

