

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE:

CUSCINO KOMET “1” AIR CODICE ISO: 03.33.03.015

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -Nr: 4696/R

MATERIALE:

Cuscino a bolle d'aria a micro interscambio, indicato per soggetti a rischio elevato, di limitata autonomia di spostamento e con processi degenerativi della cute già presenti. Realizzato in PVC medicale, consente un comfort ed uno scarico ottimale al cavo popliteo. Il cuscino offre un elevato livello di prevenzione delle piaghe da decubito.

Tutti i cuscini sono forniti completi di fodera ignifuga, traspirante, in cotone jersey e con la base antiscivolo, con pompa di gonfiaggio e kit di riparazione.

Portata massima kg180

DOTAZIONI:

fodera in cotone Jersey, traspirante, ignifuga, lato di appoggio in materiale antiscivolo; pompa di gonfiaggio e kit di riparazione inclusi.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993

E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I
NON INVASIVI