

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 03.33.03.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 13158/R.

MATERIALE:

GEL di SILICONE VISCOELASTICO COMPATTO A BASSA
MEMORIA “LAVAGEL” SU BASE IN POLIURETANO ESPANSO.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Composto da una base in poliuretano espanso, integrato con fluidi auto modellanti.
L'utilizzo del fluido “lavagel” ottenuto da elementi di matrice uretanica, totalmente
privo di plastificanti, conserva nel tempo ottime caratteristiche elastomeccaniche, a
differenza dei comuni gel a base acquosa o siliconata.

Il “lavagel” totalmente inerte, conferisce al cuscino le seguenti qualità:

1.

Migliore adeguamento anatomico-posturale;

2.

Il fluido, senza memoria riduce i rischi di formazione di piaghe.

Il cuscino è fornito di fodera in cotone, elasticizzata, lavabile, traspirante e nastri
per il fissaggio alla carrozzina.

Larghezza cm 40 Larghezza cm 45

Profondità cm 40 Profondità cm 40

Altezza cm 4 Altezza cm 4

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993
E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1
NON INVASIVI.