

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5–20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.06.03.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 5080/R

CODICE Nr: 854950

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Deambulatore fisso a quattro puntali realizzato in duralluminio anodizzato.

Leggero, pieghevole e regolabile in altezza. Boccole di fissaggio In plastica da utilizzare per regolare l'altezza grazie alle 4 gambe telescopiche preforate.

Doppio bottone per chiudere il telaio, ad innesco rapido.

Regolabile in altezza da cm 80 a cm 98

Larghezza totale cm 57

Lunghezza totale cm 50

Peso kg 2,5

Portata massima kg 114

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.