

Calze terapeutiche 23-32 mmHg

Durevoli e resistenti.

JOBST®Basic

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20864 AGRATE BRIANZA MB

Gambaletto punta aperta

Calza autoreg. punta aperta

Monocollant punta aperta

Colore: Sabbia

CCL 2 (23-32mmHg)

- Coadiuvante nella prevenzione della sindrome post-trombotica
- Nel trattamento dell'insufficienza venosa cronica
- Sindromi varicose severe
- Ipotensione ortostatica
- Nel trattamento post-operatorio /post-scleroterapia
- Coadiuvante nella prevenzione di ulcere recidive

*grado di compressione media alla caviglia secondo certificazione RAL.

3 modelli, 1 colore

Confortevole

Grazie al processo di copertura del filato, JOBST Basic è molto morbido al tatto

Durevole

Grazie al filato a doppia copertura ed all'elevata elasticità della fibra JOBST Basic è estremamente durevole ed adatto all'indosso per lunghi periodi


Gradiente di compressione preciso

Assicura un effetto terapeutico adeguato ed efficace

Economico

Offerta perfetta per il Paziente che cerca la combinazione tra efficacia terapeutica ed economicità del prodotto

Tabella calcolo taglie

		Taglia		XS	S	M	L	XL	XXL	
		Punto misurazione		I	II	III	IV	V	VI	
MISURE ARTO (cm) ALTEZZA	CIRCONFERENZA	cG autoreggente	43 - 48	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68		
		cG monocollant	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81		
		cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48		
		cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49		
		cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30		
		/D	da 34 a 39	Mod. CORTO (SHORT)						
			da 39 a 45	Mod. LUNGO (LONG)						
		/G	da 60 a 69	Mod. CORTO (SHORT)						
			da 70 a 80	Mod. LUNGO (LONG)						
		/K	da 65 a 75	Mod. CORTO (SHORT)						
		da 75 a 85	Mod. LUNGO (LONG)							