



BSN medical S.r.l. – V.le Colleoni,17
20864 Agrate Brianza (MB) Italy

Jobst® forMen Ambition

Il gambaletto a compressione TERAPEUTICA a cui gli uomini possono affidarsi

Efficace

- Il design maschile e moderno non compromette l'efficacia clinica certificata RAL.
- Disponibile in classe I RAL (18-21mmHg)

○

Confortevole

- Il mix perfetto tra fibre soffici e cotone assicura l'elasticità necessaria per un indosso facile ed un comfort duraturo.

Controllo dell'odore

- Gli odori sono assorbiti dalle particelle attive e rilasciati durante il normale lavaggio della calza.

- **Elegante** Jobst forMen Ambition è una calza uomo con un design elegante proposta in tre diversi colori (grigio, blu e nero) ed in sei taglie differenti.

Tabella taglie (cm)

	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
Regular:	39 - 45 cm / Long: 45 - 51 cm					



