

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: **IMBRAGATURA “KOMETA” AD AMACA CON
SUPPORTO PER LA TESTA**

CODICE ISO: 12.36.03.103

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr: 6242/R

CODICE: 857310

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Composizione: 90% Poliestere 10% PP
- Larghezza cm 114
- Lunghezza totale cm 130
- Larghezza massima (incluso bretelle di fissaggio) cm 169
- Portata massima kg 200

LAVABILE IN LAVATRICE A 40°C CON SAPONE O DETERSIVI
NON AGGRESSIVI.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14

GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA
QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.