

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: IMBRAGATURA “KOMETA” MOD. STANDARD CON
SUPPORTO PER LA TESTA

CODICE ISO: 12.36.03.103

REPERTORIO DM SSN– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –

CODICE: 855201 – repertorio 6239/R – portata max. kg 150

CODICE: 857312 – repertorio 6246/R – portata max. kg 250

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Standard con supporto per la testa

- Composizione: 100% Poliestere
- Profondità senza supporto per la testa cm 58 ca
- Profondità con supporto per la testa cm 90 ca
- Larghezza cm 82 ca
- Lunghezza cm 110 ca
- Lunghezza massima con cinture di fissaggio cm 200 ca

Supporto per la testa:

- Profondità cm 33 ca
- Larghezza massima cm 38 ca
- Larghezza minima cm 27 ca

LAVABILE IN LAVATRICE A 40°C. CON SAPONE O DETERSIVI
NON AGGRESSIVI.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14

GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA
TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.