

KIT ANTIDECUBITO KOMETA ME 450

SCHEMA TECNICA

Produttore: Mediland Srl -V.le delle Industrie 5 -20020 Arese (MI)

Descrizione: Kit KOMETA ME 450 completo di compressore ME 450 con regolatore di flusso e materassino a bolle d'aria Komet Press "Bubble"

Codice ISO: 03.33.06.018 - Codice CND: Y033399

Cod. Prodotto: 855800

Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): 116061

Indicazioni:

Concepito per la prevenzione delle lesioni da pressione di stadio I, favorisce un massaggio continuo-alternato al paziente allettato, favorendo una riduzione della pressione ed una buona circolazione dell'aria.

Compressore Kometa ME 450 cod. 855802

Tensione e frequenza :AC 220-230V/50Hz

Potenza assorbita:< 5W

Aria in uscita: 6 lt./min.

Range di pressione:40 –120 mmHg

Ciclo (durata): 5 minuti

con il materasso Komet Press "bubble" cod. 855357

10 minuti con materasso tubolare Kometa "Wawe" cod. 855781 o con materasso a tubi intercambiabili Kometa ME600 cod. 855766

Rumorosità: < 30 dB

Peso apparecchio: Kg. 0,8

Dimensioni: 230 x 110 x 85mm

Cavo di alimentazione: 200 cm ca.

Standard: TUV- CE EN 60601- 1:2006 – IEC 60601- 1:2005 (3rd Edition)

EN 60601-1- 2: 2007 + AC: 2010

Materasso a bolle d'aria mod. "Bubble" cod. 855357

Materiale:PVC (W/EN-71) termo saldato, atossico (trattato antibatterico)

Dimensione: cm 200 x 86 x 6,35 (gonfiato)

Numero celle:130

Spessore: 0,28 mm

Portata massima: 100 Kg.

Peso:2 Kg. ca.

Conformità: Conforme alla Medical Device Directive 93/42/EEC –

Prodotto di CLASSE I