

SOCRATE EVO

Letto ortopedico ad altezza variabile totalmente elettrico e con pannelli di legno

Un letto sviluppato per l'assistenza domiciliare e per le strutture di assistenza a lungo termine. Risponde ai più elevati standard di sicurezza, è completamente elettrico e, grazie al piano rete appositamente progettato con quattro sezioni che si articolano solidalmente o indipendentemente, garantisce il massimo livello di comfort permettendo al paziente di assumere la posizione più comoda possibile che va da sdraiato a seduto. La struttura è realizzata interamente in acciaio verniciato. I pannelli in legno rendono il prodotto particolarmente adatto sia all'ambiente domestico che alle case di cura.

Le varie funzioni di movimentazione del letto possono essere attivate sia dall'assistente che dal paziente agendo sui comandi della pulsantiera. Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori posizionati alle estremità.



* Le sponde laterali e l'asta solleva malato non sono incluse. Nella foto è riportata la configurazione completa di accessori.

BLOCCHI FERMA MATERASSO SULLA RETE

QUATTRO RUOTE PIROETTANTI CON FRENO DI STAZIONAMENTO

REGOLAZIONE ELETTRICA DELLO SCHIENALE E DELLA PARTE COSCE/GAMBE

REGOLAZIONE MANUALE AGGIUNTIVA DELLA ZONA PIEDI TRAMITE
CREMAGLIERA

REGOLAZIONE IN ALTEZZA DEL PIANO RETE

TELECOMANDO DOTATO DI FUNZIONE NURSE LOCK

Tramite chiavetta permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato.

SPONDE LATERALI M012 O LW_067 OPTIONAL



■ SPONDA M012 (OPTIONAL) E
ASTA SOLLEVA MALATO



■ ALTEZZA MASSIMA DA TERRA 80 CM



■ POSIZIONE DI TRENDELENBURG
INVERSA O ANTI TRENDELENBURG



■ POSIZIONE TRENDELENBURG



■ SPONDA A SCORRIMENTO VERTICALE LW_067 NON INCLUSA



■ M 012 SPONDE RIBALTABILI IN ALLUMINIO PER SOCRATE EVO

Peso (kg)	75.7
Portata (peso massimo del paziente) (kg)	135
Massimo carico di lavoro (paziente + materasso + accessori) (kg)	180
Carico di lavoro in sicurezza del dispositivo di sollevamento (Massimo carico di lavoro + parti del letto da sollevare) (kg)	230
Dimensioni piano rete (mm)	1950 x 900
Ingombro massimo (mm)	2160 x 1020
Altezza rete dal pavimento (min/max) (mm)	400 / 800
Altezza testiera/pediera (dal piano rete) (mm)	455
Distanza interna tra pediera e testiera (mm)	2050
Dimensioni sezione testa (mm)	800 x 740
Dimensioni sezione fissa bacino (mm)	900 x 205
Dimensioni sezione gambe (mm)	800 x 300
Dimensioni sezione piedi (mm)	800 x 460
Inclinazione massima sezione mobile schiena (°)	70
Inclinazione massima sezione mobile gambe (°)	35
Inclinazione massima sezione mobile piedi (°)	22
Altezza massima sezione mobile gambe dal piano rete (mm)	220
Temperatura di immagazzinamento con imballo in ambiente asciutto (°C)	-10 ÷ 50
Temperatura di utilizzo (°C)	10 ÷ 50
Peso massimo del materasso (kg)	20
Peso massimo degli accessori (kg)	25
Peso piano rete (kg)	36,1
Peso testiera/pediera (cad.) (kg)	19,8
Inclinazione massima letto (°)	± 11