

MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA ALTA INTENSITA'

MAG 2000 è il nuovo fiore all'occhiello della nuova linea di prodotti per magnetoterapia interamente progettati e realizzati dal reparto R&D di Iacer.

L'esperienza acquisita con il modello My Mag e gli ottimi risultati terapeutici di questo dispositivo ci hanno spinto a migliorarlo e a renderlo ancora più performante mantenendo la semplicità d'uso che da sempre contraddistingue i nostri prodotti.

DOTAZIONE:

- MAG2000
- Fascia elastica terapeutica
- Alimentatore medico
- Manuale d'uso e posizioni fascia
- Una busta di protezione PVC
- Borsa per il trasporto

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

MAG2000 è la naturale evoluzione di My Mag, da cui eredita la fascia elastica terapeutica a tre solenoidi e i due canali d'uscita che permettono di trattare in maniera indipendente due zone del corpo.

MAG2000 è dotata di 20 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni (osteoporosi, periartrite etc), 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia.

MAG2000 permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi **fino a 300 Gauss sulle due uscite (150 Gauss per uscita)** nei programmi con frequenze di lavoro da 1 a 100 Hertz.

MAG2000 è un dispositivo medico CE0476.