

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE:

MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: MANIGLIA PER IL BAGNO KOMETA

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – 4893/R

CODICE Nr: 856710 (cm 30) – 856711 (cm 40) – 856712

(cm 45) – 856713 (cm 60) – 856714 (cm 81)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

in ABS sigrinato per una migliore presa.

Da fissare al muro, portata massima KG 100.

Queste maniglie sono certificate SGS, ovvero sono state sottoposte a dei test ad alta e bassa temperatura.

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI

.