

[NOVITA': Diana](#)



CodiceArticolo: 55

Nome: Diana

Descrizione: Poltrona
massaggiante con
funzione di alzata in
piedi elettrica

Lift: posizionamento in altezza della seduta della poltrona grazie al pistone Okin.

Relax: posizionamento schienale e poggia gambe, il motore della poltrona permette di regolare in modo sequenziale l'inclinazione dello schienale e del poggia gambe, per una maggiore comodità.

Vibro: 4 zone massaggianti (schiena, lombari, glutei, gambe), 8 motori vibranti, è possibile variare l'intensità del massaggio con 3 diverse impostazioni. Dotata di Riscaldamento nella zona lombare.

Temporizzazione per lo spegnimento automatico (10, 20, 30 minuti). - Fornita ad 1motore -

Comando a cavo - Struttura in ferro - Trasformatore a 24 Volt. LARGHEZZA 70 cm, ALTEZZA 103 cm, PROFONDITA 90 cm, PESO 60kg, CORRENTE 220-110 Volt (24 V), CONSUMO 80 Watt, ASSISTENZA IN TUTTA ITALIA, GARANZIA ANNI 2, CERTIFICAZIONI CE, RHOS, TUV. Colori disponibili: Microfibra: Bordeaux, Blu, Marrone.