

SCHEDA TECNICA

Fabbricante: Mediland Srl Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

Descrizione prodotto:

Materasso ad aria antidecubito modello 934OT – High Risk

Codice: 855856

Repertorio DM SSN: 1399014/R

Caratteristiche generali

Materasso a medio rischio per la prevenzione di formazione di piaghe antidecubito, **utilizzabile in connessione con** l'unità di controllo (compressore)

B7 o R7-8.

Il materasso, realizzato in TPU (elastomero poliuretano termoplastico) antibatterico, è formato da 20 celle (tubi intercambiabili) di 8" (cm 20,3) di altezza.

E' consentito l'utilizzo di detto materasso su letti articolati, continuando ad essere gonfiato sia che il paziente sia allettato o seduto.

Il materasso viene fornito con fodera di rivestimento in PU FIRE RETARDANT, impermeabile all'acqua, permeabile all'aria. Tiene unito tutti gli elementi, offrendo migliore compattezza.

La valvola CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) consente un gonfiaggio rapido per interventi urgenti di rianimazione.

Caratteristiche tecniche

Dimensione: cm 90 x 200 x 20,3 di H

Numero celle (elementi): 20 (cm 20,3 H)

Valvola CPR

Materiale

: TPU (elastomero poliuretano termoplastico)

Fodera di rivestimento in PU FIRE RETARDANT

Portata massima Kg. 220

Peso: Kg. 8,4 ca.

Conformità EMC Directive 93/42/EEC (EN 60601-1-2) - Il dispositivo rientra tra quelli di CLASSE I -NON INVASIVI –

Il prodotto non trasmette nessuna energia al paziente.

MATERASSO AD ARIA ANTIDECUBITO mod. 934OT – High Risk