

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE:

MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE:

MATERASSINO KOMET PRESS ad alveoli con lembi di fissaggio al materasso normale.

CODICE ISO: 03.33.06.018

REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -Nr:12172/R

CODICE NR.: 855357

MATERIALE:

MATERASSO IN POLIVINILCLORURO (PVC) ANTIBATTERICO A BOLLE D'ARIA CON CAMERA A GONFIAGGIO ALTERNATO DEI SETTORI, CON LEMBI di FISSAGGIO AL MATERASSO.

Materasso ad aria ad alveoli

- Materiale: PVC (W/EN-71), termosaldato, con trattamento antibatterico
ATOSSICO

- Spessore: 0,28 mm

- Dimensioni: cm 200x86x6,35 gonfiato

- Altezza cella: cm 6,35

- Numero celle: 130

- Peso: Kg 2,0

- Portata massima: Kg 100

APPLICAZIONE: materasso per pazienti a medio - basso rischio di decubito o con decubito esistente, in PVC medicale con trattamento antibatterico da abbinare ad un compressore per il suo funzionamento.

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I

MATERASSINO

KOMET PRESS A BOLLE D'ARIA