

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE:

MATERASSO ME600 AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI

CODICE ISO: 03.33.06.021

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –Nr. 321169/R.

MATERIALE:

MATERASSO KOMET PRESS ME600 A TUBI INTERCAMBIABILI

IN POLIVINILCLORURO

(WEN-71 ATOSSICO) CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO

Materasso Komet press ME600 a tubi intercambiabili

Materiale

- In Nylon e PVC con trattamento antibatterico ATOSSICO
- Dimensioni: cm 200 x 90 x 11,5 gonfiato
- Altezza elemento: cm 11,5
- Numero elementi: 18
- Peso: Kg 4
- Portata massima: Kg 130

APPLICAZIONE:

INDICATO PER PAZIENTI A MEDIO-ALTO RISCHIO DI DECUBITO

O CON DECUBITO PERSISTENTE

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993

E DL. 46 del 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I
NON INVASIVI.