

SCHEDA TECNICA



PRODUTTORE:

MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE:

MATERASSO VENTILATO IN ESPANSO A TRE SEZIONI

CODICE ISO: 03.33.06.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 4654/R

CODICE Nr: 003000

MATERIALE:

Realizzato in gomma schiuma soffice, la fodera in cotone.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Un valido sostegno al corpo del paziente. Permette una buona ventilazione e mantiene asciutta e fresca la pelle. Ideale per letti a sezioni pieghevoli.

Cod. 003000

Lunghezza cm 195

Larghezza cm 85

Altezza cm 14

Densità Kg/m² 30

Portata kpa 3,6

Resa elastica % 48

Carico rottura kpa 120

Fatica dinamica % 25

Accessori:

- Cod. 003001

Fodera ignifuga in cotone per detti

-

Cod. 003003

Fodera in cotone, con cerniera, per detti.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997. IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME CSE RF4 CLASSE I IM.

