

Calze terapeutiche 18-21 mmHg

Durevoli e resistenti.

JOBST®Basic

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17 20864 AGRATE BRIANZA MB

Gambaletto punta aperta

Calza autoreg.punta aperta

Monocollant punta aperta

Colore:Sabbia

CCL 1 (18-21mmHg)

- Per gambe stanche e dolenti
- Sindromi varicose moderate anche nella gravidanza
- Nel trattamento post-operatorio /post-scleroterapia
- Moderata tendenza alla formazione di edemi
- Tromboflebiti superficiali

3 modelli, 1 colore

Confortevole

Grazie al processo di copertura del filato, JOBST Basic è molto morbido al tatto

Durevole

Grazie al filato a doppia copertura ed all'elevata elasticità della fibra JOBST Basic è estremamente durevole ed adatto all'indosso per lunghi periodi


Gradiente di compressione preciso

Assicura un effetto terapeutico adeguato ed efficace

Economico

Offerta perfetta per il Paziente che cerca la combinazione tra efficacia terapeutica ed economicità del prodotto

Tabella calcolo taglie

	Taglia	XS	S	M	L	XL	XXL
	Punto misurazione	I	II	III	IV	V	VI
CIRCONFERENZA	cG autoreggente	43 - 48	45 - 52	49 - 56	53 - 60	56 - 64	60 - 68
	cG monocollant	43 - 57	45 - 62	49 - 67	53 - 72	56 - 77	60 - 81
	cD	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48
	cC	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49
	cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
ALTEZZA	/D	da 34 a 39		Mod. CORTO (SHORT)			
		da 39 a 45		Mod. LUNGO (LONG)			
	/G	da 60 a 69		Mod. CORTO (SHORT)			
		da 70 a 80		Mod. LUNGO (LONG)			
	/K	da 65 a 75		Mod. CORTO (SHORT)			
		da 75 a 85		Mod. LUNGO (LONG)			