

USI PRINCIPALI

Adulto

Pediatrico

O2-EASY è un pulsossimetro da dito per misurare e monitorare la saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) e il battito cardiaco. Il design di dimensioni ridotte, compatto e la tecnologia di precisione e grande durata facilitano l'auto-misurazione domiciliare.

Trova ampio utilizzo in vari settori come l'home-care, cliniche, ospedali, ambulatori, pronto soccorso e odontoiatria.

CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

● [OX 100000](#) pulsossimetro

ACCESSORI INCLUSI

Pile: 2 x AAA 1.5V (sostituibili)

CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO2	Intervallo misurazione: 70% - 99% Risoluzione: 1% Precisione misurazione: 80% - 99%: $\pm 2\%$; 70% - 79%: $\pm 3\%$ 69%: non de
------	---

Battito Cardiaco	Intervallo misurazione: 30 - 235 bpm Risoluzione: 1bpm Precisione misurazione: ± 2 bpm o $\pm 2\%$
------------------	--

Dimensioni	cm 5,8 x 3,2 x 3,4
------------	--------------------

Peso	50g (2 batterie AAA incluse)
------	------------------------------

Alimentazione a Pile	2 x Batterie Alcaline - AAA, 1.5V
----------------------	-----------------------------------

Garanzia	2 anni
----------	--------