

MORETTI S.p.A. Via Bruxelles, 3 – Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo)

SCHEMA TECNICA DI DISPOSITIVO

Modulo STD

Rev. 02 – 27.04.2010

RP760 Sedia multifunzione

Destinazione d'uso

Ausilio per doccia e bagno adatto a persone con difficoltà di deambulazione

Caratteristiche principali

Sedia multifunzione con struttura in tubo di alluminio anodizzato con confortevole sedia in PVC e puntali in gomma antiscivolo.

Regolabile in altezza ogni 2,5cm, da 60 a 75 cm. Comprende **quattro funzioni in una:** rialzo stabilizzante per water, supporto per water, sedia comoda e sedile per doccia.

Disponibile nelle **versioni fissa**, pieghevole e smontabile su ruote.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42 MORETTI S.P.A.

Paese di produzione CINA

Classe di dispositivo 93/42 Classe I

Codice di classificazione GMDN 31058

Codice di classificazione CND Y091215

Codice nomenclatore 09.12.24.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max supportato. 110 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura Alluminio

Seduta PVC

VARIANTI PRODOTTO

RP760 – Fisso

RP761 – Pieghevole

RP762 – Smontabile

RP763 – Braccioli pieghevoli

DIMENSIONI

Prodotto

RP760 RP761 RP762 RP763

Dimensione base

52 x 62 Cm

60 x 52 Cm

60 x 52 Cm

56 x 48 Cm

Altezza seduta

40 – 55 Cm

44 – 54 Cm

48 -59 Cm

43 – 58 Cm

RP760

RP762

RP761

RP763