

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5

– 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE

DALL'ACCOMPAGNATORE

RIF. Cod. ISO: 12.21.03.003

REPERTORIO DM SSN

– (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -

Nr: 4768/R

CODICE Nr: 855751

Struttura telaio in acciaio cromato

Schienale in skay imbottito, idrorepellente

Copertura per sedile imbottita

Braccioli ribaltabili

Pedane regolabili in profondità ed estraibili

Larghezza totale cm 50

Profondità totale cm 86

Altezza totale cm 95

Sedile cm 45x43

Altezza sedile da terra cm 52,5

Ruote da mm 100, (posteriori con freno)

Portata massima kg 135

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993

E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA

CLASSE I NON INVASIVI.