

## SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 –20020.Arese (MI)

DESCRIZIONE:

SEDIA DA DOCCIA CON SCHIENALE

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr:4875/R

CODICE Nr: 855991

CARATTERISTICHE TECNICHE:

In duralluminio anticorrosione

Sedile e schienale confortevoli con fori

Braccioli estraibili

Regolabile in altezza da cm 41 a cm 55

Larghezza sedile cm 45 (con supporti laterali)

Profondità sedile cm 34

Larghezza totale cm 50

Profondità totale cm 50

Altezza complessiva da cm 72 a cm 85

Portata massima kg 136

Peso kg 3,4

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E

DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I  
NON INVASIVI.