



SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl

Viale Delle Industrie, 5 – 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: **SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO**

.RIF. Cod. ISO: 09.12.03.003

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 4771/R

CODICE Nr: 856129

- Prodotto in duralluminio rinforzato, verniciato epossidico, antiruggine e anticorrosione.
- Ruote mm127 con freno
- Braccioli ribaltabili
- Schienale in PU, estraibile
- Sedile PU con apertura anatomica per wc
- Appoggia piedi in PA + GF (nylon – poliammide rinforzato di resina poliestere-vetro), regolabili in altezza, estraibili.
- Regolazione base sedile in altezza di cm 5
- Munita di dispositivo WC
- Testata da SGS (test ignifugità) #GP081202402-2.1 e GP090100089

Specifiche tecniche:

Larghezza seduta cm 46

Profondità seduta cm 46

Larghezza totale cm56

Lunghezza totale cm86

Altezza totale cm97

Regolazione seduta in altezza da cm 50 a cm55

Portata massima kg125

L'ausilio è stato progettato per consentire l'evacuazione e l'uso della doccia ai pazienti in posizione seduta.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.

