

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl –Viale delle Industrie 5 –20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE:

SEDIA DA TRASFERIMENTO TRAVEL MED 20

REPERTORIO DM –SSN–(Art. 1 comma 409 legge 266/2005) –

Nr: 1444702/R

CODICE PRODOTTO: 700777

MATERIALE:

Carrozzina da trasferimento modello TRAVEL MED 20 in alluminio

DESCRIZIONE:

struttura in lega di alluminio, pieghevole, braccioli ribaltabili, schienale ribaltabile, pedana singola ribaltabile. Sedia destinata al trasporto di soggetti in spazi e passaggi estremamente ridotti (corsie di aereo ed altri luoghi di difficile accesso) e per brevi tratti. La sedia è munita di dispositivo frenante accompagnatore a leva.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

- Larghezza seduta: cm 36
- Profondità seduta: cm 34
- Altezza schienale: cm 36
- Tessuto nylon schienale e sedile
- Larghezza massima: cm 43
- Lunghezza massima: cm 89
- Ruote posteriori: 8" (20 cm)
- Ruote anteriori: 5" (13 cm)
- Peso carrozzina. 8 kg
- Portata massima: 75 kg

CONFORMITA' :

Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1.

Vengono fabbricate secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e rispetta le seguenti normative europee: EN 1041 – EN 1441 –EN 12182 –EN 12183 ed è marchiate CE.

CARROZZINA DA TRASFERIMENTO TRAVEL MED 20