

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE:

SEDIA DA DOCCIA CON SCHIENALE MOD. DALIA

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1212118/R

CODICE Nr: 870560

CARATTERISTICHE TECNICHE:

In duralluminio anodizzato, anticorrosione

Sedile e schienale con rivestimento soft, con fori di drenaggio

Braccioli ribaltabili con rivestimento soft

Regolabile in altezza da cm 35,5 a cm 45

Larghezza sedile cm 45 (con supporti laterali)

Profondità sedile cm 29

Larghezza totale cm 52

Profondità totale cm 46

Altezza complessiva (con schienale) da cm 68 a cm 81

Portata massima kg 100

Peso kg 3,4

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993

E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.