

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 – Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo)

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO

Modulo STD

Rev. 02 – 27.04.2010

RS923-5

Sedile per vasca bagno

Destinazione d'uso

Ausilio per vasca da bagno per seduta.

Caratteristiche principali

Sedile per vasca da bagno costruito in acciaio cromato, sedile in moplen, materiali interamente antiruggine. Versione con o senza schienale.

Immagine prodotto

RS923

RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42 MORETTI S.P.A.

Paese di produzione CINA

Classe di dispositivo 93/42 Classe I

Codice di classificazione GMDN 34936

Codice di classificazione CND Y093303

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione larghezza 53 – 71 Cm

Peso Max 100 Kg

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura Acciaio

Sedile Moplen

DIMENSIONI

Larghezza supporti 28 Cm

Altezza schienale (dove previsto) 32 Cm

Peso 2,0 Kg – 2,5 Kg (Con schienale)

VARIANTI

RS923

Senza schienale

RS925

Con Schienale