

SOLLEVATORE KOMETA 180

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)

CODICE ISO: 12.36.03.006

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1431071/R

CODICE Nr: 270185

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Sollevatore elettrico completo di imbragatura standard con supporto per la testa. Sollevamento mediante Sistema a bassa tensione con batteria.

Struttura in acciaio verniciato epossidico

Supporto di batterie sigillate da 12V e di carica batterie.

Dotato dei seguenti sistemi di sicurezza:

- Pulsante di arresto d'emergenza
- Sblocco (discesa) in caso d'emergenza
- Sblocco (discesa) meccanico
- Segnalatore acustico: avverte che le batterie sono da ricaricare e che rimangono da 2 a 6 cicli di utilizzo

SPECIFICHE TECNICHE:

- Range di sollevamento: 755 mm – 1225 mm
- Apertura massima della base (braccetti): 800 mm
- Lunghezza: 1200 mm
- Larghezza: 620 mm
- Altezza: 1225 mm
- Motore: 24V/8000N
- Livello di rumorosità: 65db (A)
- Velocità di alzata: 3.8 mm/s
- Autonomia batteria: 60/80 sollevamenti
- Peso netto: 43kg (senza imballo)
- Tempo di lavoro: ogni 2 minuti di lavoro/18 minuti di pausa
- Segnale acustico (BIP) e colore del led luminoso che cambia da verde ad arancio per indicare necessità di caricare le batterie
- Capacità massima di sollevamento kg 180

(Imbragatura: portata Kg 180)

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993

E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE I NON INVASIVI.