

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 – Meleto - 52022 Cavriglia (Arezzo)

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO Modulo STD - Rev. 01 – 16.06.2011

RS900

Sollevamalai da vasca elettrico

Struttura mobile utilizzabile per facilitare l'accesso e l'uscita di pazienti con difficoltà motorie dalla vasca da bagno.

Caratteristiche principali

Sollevamalai per vasca da bagno con funzionamento a batteria Ni-MH.

Sollevamento da 6,5 Cm ad un massimo di 42 cm.

Funzionamento con telecomando. Resistente all'acqua.

Pulsante di arresto di emergenza. Rivestimento in materiale anallergico e antiscivolo.

Base di trasferimento girevole antiscivolo opzionale.

Immagine prodotto

Riferimenti

Fabbricante ai sensi 93/42 MORETTI S.P.A.

Paese di produzione TAIWAN

Classe di dispositivo 93/42

Classe I

Codice GMDN 12330

Codice Classificazione CND Y123615

Peso Max 136 Kg

Motorizzazione T-MOTION

Materiali principali

Struttura ABS

Rivestimento PVC - Poliestere

Accessori opzionali RS901 Base girevole

Specifiche tecniche

Peso totale 14Kg

Pesi singole parti Seduta 8,5 Kg - Schienale 5,0 Kg - Telecomando 0,5 Kg

Batteria Ni-MH / 14.4V / 1300 mAh

Consumo batteria stimato 4.8A (12V DC)

Fusibile 10 A / 250V

Forza per azionare il telecomando 5 N

Grado di protezione

Telecomando IP67

Attuatore IP66

Ciclo attivo Max 10% - Un bagno ogni 15 Minuti

Range di sollevamento 6,5 – 42 Cm