

**Max/30**

Corsetto SEMIRIGIDO TORACO-lombo-sacrale

Due fasce anteriori indipendenti, sovrapponibili e
differentemente tensionabili.

Tasca sulla fascia anteriore per facilitare
l'indossamento.

Caratteristiche tecniche

Altezze	retro cm. 30 (di cui 14 sopravvita) e davanti doppia fascia regolabile da cm 18 a cm 24.
Tessuti	satin Manon tutto foderato coutil Modena. Parte anteriore in bendaggio elastico Microgrip.
Steccatura	quattro 1508 retro estraibili e 4 1304 fianco.
Chiusura	velcro.
Colore	nudo - nero.
Aggiuntivo	predisposto per il Supporto Lombare.
Varianti	Max/35 con altezza retro cm 35. Max/SL/35 con altezza retro cm 35 predisposto per su misura. Max/SL/40 con altezza retro cm 40 predisposto per su misura.

Tabella Taglie

Circonferenza vita dell'utilizzatore

Misure S M L XL XXL 120 130

da cm 63 70 80 90 100 110 123

a cm 72 82 92 102 113 125 140