

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 –
20020 ARESE (MI)

CODICE: 857124

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)

Nr: 1069966/R

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI:

Struttura in acciaio laccato epossidico antigraffio

Per letto singolo e/o matrimoniale

- HA – altezza dal piano letto 30 – 40 – 50 cm.
- LU – lunghezza regolabile da 105 a 180 cm.
- LA – larghezza interna regolabile da 90 a 165 cm. Ca.
- Peso 8 kg. Ca.

CONFORMITÀ:

MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14
GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA
TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.

SPONDE TELESCOPICHE PER LETTO UNIVERSALI BRK2